

ジェントルカテ Glide®



令和2年診療報酬改定のポイント

- 支給本数によって、特殊カテーテル加算の**点数が増える**。
 - ▶ 親水性カテーテルの選択がしやすくなりました。
- 特殊カテーテル加算は、1回の外来受診で**3ヵ月分**の算定が可能になりました（3月に3回）
 - ▶ 毎月外来に受診されない患者様にも親水性カテーテルの選択がしやすくなりました。

本 数	60本以上の場合 (2本/日以上)	90本以上の場合 (3本/日以上)	120本以上の場合 (4本/日以上)
在宅自己導尿指導管理料(C106)	1,400点	1,400点	1,400点
特殊カテーテル加算(C163)	1,700点	1,900点	2,100点
診療報酬計	3,100点	3,300点	3,500点

改 定 前

本 数	一 律
在宅自己導尿指導管理料(C106)	1,800点
特殊カテーテル加算(C163)	960点
診療報酬計	2,760点

- ◀ 何本支給しても、診療報酬は一律
- ◀ 外来受診した月しか算定できない

関連する診療報酬点数

(*2020年4月現在)

C106 在宅自己導尿指導管理料 1,400点

C163 特殊カテーテル加算

1 再利用型カテーテル 400点

2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル

イ 親水性コーティングを有するもの

(1) 60本以上90本未満の場合 1,700点


(2) 90本以上120本未満の場合 1,900点

(3) 120本以上の場合 2,100点

ロ イ以外のもの 1,000点

3 間歇バルーンカテーテル 1,000点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。



簡便

「使い捨てタイプ」の親水性コーティング

- 親水性コーティングカテーテルなので、潤滑剤の準備は不要。開封後すぐに使えます。
- 滅菌済・使い捨てのため、使用後の洗浄・消毒は不要。清潔に保つことができ、外出時にも便利です。
- 摩擦も少なく表面も滑らか。自己導尿をスムーズに行えます。

潤滑剤の準備も不要、素早く、簡便。

衛生的

ジェントルカテ
Glide®

快適

FeelClean™
Technology

衛生面も安心、より快適な毎日を。

カテーテルに触れずに導尿が行える 「保護スリーブ」


パッケージからの開封時や挿入・抜去時を通じてカテーテルに直接触れることなく、より清潔に操作ができます。また挿入時には、潤滑剤によるすべりを軽減できます。

独自の「Feel Clean」 技術を採用

潤滑剤の残渣が少なく、液だれもしにくいいため、使用時に衣服や手に潤滑剤がつく心配が少なく安心。より快適な毎日を過ごすことができます。

注文番号	仕様	外径	全長	包装単位
03000	男性用	8Fr(CH)	40cm	30本/箱
03001		10Fr(CH)		
03002		12Fr(CH)		
03003		14Fr(CH)		
03004		16Fr(CH)		
03010	女性用	8Fr(CH)	18cm	30本/箱
03011		10Fr(CH)		
03012		12Fr(CH)		
03013		14Fr(CH)		
03014		16Fr(CH)		
03005	チーモン	10Fr(CH)	40cm	30本/箱
03006		12Fr(CH)		
03007		14Fr(CH)		

各部の名称



販売名：ジェントルカテ Glide
医療機器認証番号：229ADBZX00075000
機械器具(51) 医療用尿管及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル JMDNコード：36125000

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

©はConvaTec Inc.の登録商標です。© 2020 ConvaTec Inc.

 ConvaTec

製造販売元
コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口
 0120-532384
<http://www.convatec.com>